

## CTL550 台式低速大容量离心机

常用于低速样品分离，操作简便、安全可靠

### 产品特性

1. 性能优越：  
微机控制、交流无刷变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命、配有多种转子用户选用；
2. 在运行中可任意更改参数，无需停机
3. 操作简便：  
触摸面板、液晶显示、可编程操作；倒计时时间小于一分钟，以秒显示
4. 效果最佳：  
用户可任意设定升降速曲线、离心时间、自动计算 RCF 值、离心效果达到最佳
5. 安全可靠：  
设有超速、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁等多种保护，确保人身、机器安全



### 技术参数

型号	CTL550	定时范围	0~999min
最高转速	5500r/min	电源	AC 220V 50Hz 10A
最大相对离心力	5310×g	整机噪声	≤58dB(A)
最大容量	2000ml	整机功率	400W
转速精度	±20r/min	外形尺寸	460×590×405mm
离心腔直径	Φ420	重量	50kg

### CTL550 转子

产品名称	型号	容量	最高转速 (r/min)	最大相对离心力 (×g)
主机	CTL550		5500	5310
角转子	N0.1	12×15ml	5500	5310
水平转子体	N0.2	4×500ml	4000	3040
酶标板挂架转子		4×2×96 孔		

水平挂杯		4×24×7ml (真空管)		
水平圆杯		4×500ml		
适配器	NO. 2	4×300ml	4000	3040
		4×100ml		
		4×19×5ml		
		4×3×50ml (尖底)		
		4×7×20ml		
		4×9×15ml (尖底)		
方形吊篮转子		四个吊篮		
适配器		4×10×15ml (尖底)		
		4×10×15ml		
		4×20×10ml		
	4×4×50ml			
	4×25×1.5ml			
	4×28×5ml			
	4×4×50ml (尖底)			
	4×4×50ml			
4×250ml				
酶标板转子	NO. 3	2×2×96 孔	4000	2200
水平转子体	NO. 4	4×100ml	5000	4390
管架		4×100ml		
适配器		4×50ml (尖底)		
		4×50ml		
		4×30ml		
	4×20ml			

		4×15ml (尖底)		
		4×15ml		
适配器	NO. 4	4×3×5ml (真空管)	5000	4390
		4×2×10ml		
		4×4×压积管		
		4×3×1.5ml		
水平转子体	NO. 5	4×2×50ml	4200	3100
管架		4×2×50ml		
适配器		4×2×100ml		
		8×50ml (尖底)		
		8×50ml		
		8×30ml		
		8×20ml		
		8×15ml (尖底)		
		8×15ml		
		8×3×5ml (真空管)		
		8×2×10ml		
		8×4×压积管		
		8×3×1.5ml		
		管架		
适配器		4×8×10ml		
		4×8×7ml		
		4×8×5ml		
吊篮		4×16×5ml/7ml		
		4×12×5ml/7ml		